



NOMBRE DEL EQUIPO	MESA DE OPERACIONES
MARCA	MINDRAY
MODELO	HYBASE 3000
PROCEDENCIA	CHINA
ESPECIFICACIONES GENERALES	
A01	LONGITUD TOTAL: 2060MM
A02	ALTURA SIN ALMOHADILLAS: 720MM-1070MM
A03	ANCHURA SIN RIEL LATERAL: 520MM
A04	ANCHURA CON RIEL LATERAL: 590MM
A05	RIELES LATERALES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACOPLAMIENTO DE ACCESORIOS
A06	ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS: ELECTROHIDRÁULICO Y/O ELECTROMECHANICO
A07	COLCHÓN DE DESCOMPRESIÓN CON DISEÑO ANTIESTÁTICO IMPERMEABLE
A08	COMANDO DE CONTROL CON CABLE Y UN CONTROL ADICIONAL
A09	CAPACIDAD 185 KG EN POSICIÓN NORMAL
A10	SISTEMA DE FRENO MECÁNICO PARA ESTABILIDAD ÓPTIMA
A11	PLACA RADIOTRANSARENTE PARA FACILIDAD EL ACCESO AL BRAZO EN C
A12	POSICION FLEXIONADA Y CONCAVA MEDIANTE UN BOTÓN
A13	PANELES DE CONTROL CON PANEL REMOTO, CONTROL DE RESERVA Y PEDAL
B	CONTROL DE MOVIMIENTOS
B01	TRENDELENBURG MÁX. 30°
B02	TRENDELENBURG INVERSA 30°
B03	ELEVACIÓN PLACA DE RESPALDO MÁX. 80
B04	DESCENSO PLACA DE RESPALDO MÁX. 40
B05	INCLINACIONES LATERALES 18° ó MAS
B06	SECCION PIERNAS HACIA ABAJO MÁX. 90°
B07	SECCION PIERNAS HACIA ARRIBA MÁX. 20°
B08	MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1000mm COMO MINIMO RESPECTO AL SUELO.
B09	MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 770mm O MENOS RESPECTO AL SUELO.
B10	MOVIMIENTO FLEX
B11	ACCESORIOS ESTÁNDAR
C	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA
C01	220 VAC / 60 Hz. MONOFÁSICO
C02	CON BATERÍAS RECARGABLES, DURACIÓN 50 A 80 INTERVENCIONES
<p>Imagen referencial</p>	