




NOMBRE DEL EQUIPO	LAMPARA CIALITICA DE TECHO
MARCA	MINDRAY
MODELO	HYLED C5
PROCEDENCIA	CHINA
ESPECIFICACIONES GENERALES	
A01	Iluminancia central (a 1 m de distancia) 160,000lux
A02	Diámetro de la luz de campo (a distancia de 1 m) ajustable: 140 mm a 270mm
A03	Campo de luz (diámetro máximo del foco de campo luminoso) 60%
A04	Profundidad de iluminación (20%) de 1300mm
A05	Profundidad de iluminación (60%) de 600mm
A06	Desaparición de sombra con tubo: 100%
A07	Desaparición de sombra con máscara lateral del 71%
A11	Vida útil de la bombilla mayor a 40 000 hrs.
A12	Consumo de potencia de la bombilla de 30W
A13	Número de bombillas LED: 24
B01	Temperatura del color Estándar 4,350K
B02	Índice de reproducción cromática (Ra) 99
B03	Índice de reproducción cromática (R9) 97
B04	Vida útil de la bombilla: Mayor a 40 000 hrs.
C01	Rango de regulación 5-100%
C02	Max. el consumo de energía de todas las fuentes de luz: 30W
C03	Protección contra la entrada de agua o partículas perjudiciales IP55
D	Fuente de alimentación 100-240 VAC, 50/60 Hz

Imagen referencial

