



NOMBRE DEL EQUIPO	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA ELECTRICA
MARCA	MINDRAY
MODELO	HYBASE 6100
PROCEDENCIA	CHINA
ESPECIFICACIONES GENERALES	
A01	RIELES LATERALES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACOPLAMIENTO DE ACCESORIOS
A02	ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS: ELECTROHIDRÁULICO Y/O ELECTROMECHANICO
A03	RODABLE DE FACIL DESPLAZAMIENTO, CON SISTEMA DE FRENADO.
A04	COMANDO DE CONTROL CON CABLE Y UN CONTROL ADICIONAL
B	SUPERFICIE DE LA MESA TRANSPARENTE A LOS RAYOS X
B01	CON RIELES O DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN DE LOS COLCHONES PARA INTRODUCIR EL PORTA CHASIS DE PLACAS RADIOGRÁFICAS.
B02	FACILIDAD PARA EL USO DE INTENSIFICADOR DE IMÁGENES (ARCO C)
B03	FUNCION QUE PERMITA VOLVER AL TABLERO A UNA POSICIÓN HORIZONTAL O CARACTERISTICA (FUNCION NIVEL ó RETORNO)
B04	MESA INTEGRADA EN 3 SECCIONES O MAS
B05	CONTROL DE MOVIMIENTOS
B06	TRENDELENBURG 25ª O MAS
B07	TRENDELENBURG INVERSA 25º O MAS
B08	SECCION ESPALDA HACIA ABAJO 25º ó MAS
B09	SECCION ESPALDA HACIA ARRIBA 55º ó MAS
B10	INCLINACIONES LATERALES 18º ó MAS
B11	SECCION PIERNAS HACIA ABAJO 90º ó MAS.
B12	SECCION PIERNAS HACIA ARRIBA 30º ó MAS.
B13	MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1000mm COMO MINIMO RESPECTO AL SUELO.
B14	MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 770mm O MENOS RESPECTO AL SUELO.
B15	MOVIMIENTO FLEX
B16	ACCESORIOS ESTÁNDAR
B17	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA
B18	220 VAC / 60 Hz. MONOFÁSICO
B19	CON BATERÍAS RECARGABLES
<p>Imagen referencial</p>	