



NOMBRE DEL EQUIPO	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA ELECTRICA
MARCA	MINDRAY
MODELO	UNIBASE 30
PROCEDENCIA	CHINA
ESPECIFICACIONES GENERALES	
A01	UNIDAD PRINCIPAL DE LA TABLA UNIBASE 30
A02	ALMOHADILLA DE SOBREMESA (ESPUMA NORMAL), QUE INCLUYE UNA PIEZA, PARA ALMOHADILLAS PARA LA ESPALDA Y PARA SENTARSE, UNA ALMOHADILLA PARA LA CABEZA, DOS ALMOHADILLAS PARA LAS PIERNAS.
A03	PLACA DE LA CABEZA
A04	PLACA DE LA PIERNA, UN PAR
B	UNIDAD DE CONTROL MANUAL, SIN FUNCIÓN DE DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DJ15-0023-002 CABLE DE ALIMENTACIÓN (EUROPA)
B01	MARCO DE ANESTESIA, UNA PIEZA CON ABRAZADERA UNIVERSAL RADIAL
B02	BRAZO CON FUNCIÓN DE ROTACIÓN EN POSICIÓN HORIZONTAL, DE UNA PIEZA, CON ABRAZADERA INTEGRADA, ALMOHADILLA Y DOS PIEZAS DE CINTURÓN DE SUJECIÓN
B03	UNA PIEZA DE SOPORTE DE PIERNA DE VERSIÓN PESADA, CON UNA PIEZA DE ABRAZADERA RADIAL, ALMOHADILLA Y UNA PIEZA DE CINTURÓN DE SUJECIÓN
C	ACCESORIOS
C01	(01) MARCO DE ANESTESIA (UNA PIEZA CON ABRAZADERA UNIVERSAL RADIAL)
C02	(02) TARJETA DE BRAZO CON FUNCIÓN DE ROTACIÓN EN UNA POSICIÓN HORIZONTAL, UNA PIEZA CON ABRAZADERA INTEGRADA, ALMOHADILLA Y DOS PIEZAS DE CINTURÓN FIJO.
D	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA
D01	220 VAC / 60 Hz. MONOFASICO
<p>Imagen referencial</p> 	