




NOMBRE DEL EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES SERIE BENEVISION
MARCA	MINDRAY
MODELO	BENEVISION N19
PROCEDENCIA	CHINA
ESPECIFICACIONES GENERALES	
A01	Pantalla táctil de 19 pulgadas LCD TFT en color.
A02	Pantalla sensible al tacto y rotatoria.
A03	Alarmas visuales y sonoras para eventos críticos.
A04	Monitoreo de ECG con hasta 12 derivaciones.
A05	Interfaz de usuario intuitiva y configurable.
A06	Conectividad USB y Ethernet para transferencia de datos segura.
A07	Hasta 13 curvas desplegadas simultáneamente configuradas por el usuario (horizontal).
A08	Hasta 16 curvas desplegadas simultáneamente configuradas por el usuario (vertical).
A09	Tendencias de datos de 120 Horas.
A10	Permite su manejo a través de mouse y teclado, pantalla táctil y mando de navegación.
B01	Rango de frecuencia cardíaca de 15 a 300 bpm.
B02	Resolución de 1680 x 1050 píxeles.
B03	Precisión de la frecuencia cardíaca de ± 1 bpm o $\pm 1\%$, lo que sea mayor.
B04	Monitoreo de SpO2 con precisión de $\pm 2\%$ para adultos y pediátricos.
B05	Rango de presión arterial no invasiva (NIBP) de 25 a 290 mmHg para adultos.
B06	Función de recuperación rápida tras desfibrilación en menos de 10 segundos.
C01	Herramientas avanzadas para el apoyo médico, durante la toma de decisiones como BOA, HemoSigh, Sepsisight, EWS, GCS
C02	Cumple con los estándares IEC 60601-1 para seguridad eléctrica.
C03	Protección contra desfibrilación hasta 5000V.
D	Batería recargable de hasta 2 horas de funcionamiento continuo.
IMAGEN REFERENCIAL 	