




NOMBRE DEL EQUIPO	MONITORES DE SIGNOS VITALES (SERIE EPM)
MARCA	MINDRAY
MODELO	EPM 10
PROCEDENCIA	CHINA
ESPECIFICACIONES GENERALES	
A01	Pantalla táctil de 10.1 pulgadas LCD TFT en color.
A02	Diseño compacto y ligero.
A03	Capacidad de almacenamiento de trazos al detalle por 48 horas.
A04	Almacenamiento de datos en tendencias gráficas y tabulares.
A05	Fácil de transportar con asa de transporte.
A06	Interfaz de usuario intuitiva y configurable.
A07	Alarmas visuales y sonoras para eventos críticos.
A08	Varias opciones de montaje, incluyendo barandal y poste porta sueros.
A09	Compatible con los monitores de la Serie BeneView.
A10	Conectividad USB y Ethernet para transferencia de datos segura.
A11	Alarmas visuales y sonoras para eventos críticos.
B01	Monitoreo de ECG con 3/5 derivaciones.
B02	Resolución de 1280 x 800 píxeles.
B03	Rango de frecuencia cardíaca de 15 a 300 bpm.
B04	Monitoreo de SpO2 con precisión de $\pm 2\%$.
B05	Rango de presión arterial no invasiva (NIBP) de 25 a 290 mmHg.
B06	Monitoreo de temperatura y presión invasiva (IBP).
C01	Baja fuga de corriente al paciente.
C02	Cumple con los estándares IEC 60601-1 para seguridad eléctrica.
C03	Protección contra desfibrilación.
D	Batería recargable de hasta 6 horas de funcionamiento continuo.
IMAGEN REFERENCIAL 	