



NOMBRE DEL EQUIPO	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL
MARCA	CAMI
MODELO	NEW ASKIR 30
PROCEDENCIA	ITALIA
ESPECIFICACIONES GENERALES	
A01	EQUIPO MEDICO PARA REALIZAR LA SUCCIÓN DE LÍQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES. SON IDEALES PARA USO HOSPITALARIO O CLÍNICO EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, HOSPITALIZACIÓN, UCI Y DEMÁS ESPECIALIDADES MÉDICAS. ADEMÁS PUEDE SER UTILIZADO EN CUIDADOS DE PACIENTES EN SU HOGAR Y CASAS DE REPOSO.
A02	CARACTERÍSTICAS GENERALES
A03	PORTÁTIL CON ASA PARA TRANSPORTE.
A04	FILTRO HIDROFÓBICO Y ANTIBACTERIAL DE FÁCIL REEMPLAZO
A05	NIVEL DE SUCCIÓN REGULABLE MEDIANTE UNA PERILLA EN EL PANEL DE CONTROL
A06	EL REGULADOR DE SUCCIÓN Y MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN DE VACÍO INTEGRADOS (EN BARS Y KPA) PARA FÁCIL USO
A07	FRASCO AUTOCLAVABLE CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE SOBREFLUJO INTEGRADO EN LA TAPA
B01	DATOS TÉCNICOS
B02	CAPACIDAD DE SUCCIÓN: 40 L/MIN.
B03	SUCCIÓN MÁXIMA: 600 MMHG (-0.80 BAR).
B04	MOTOR DE PISTÓN SIN ACEITE LIBRE DE MANTENIMIENTO
B05	NIVEL ACÚSTICO: 60.5 DB.
B06	FRASCO DE RECOLECCIÓN DE SECRECIONES CON CAPACIDAD DE 1000 ML
B07	REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA, 230V AC 50 - 60 HZ.
B08	CUENTA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IP21 Y CUMPLIMIENTO DE NORMA EN 60601-1-11
B09	DIMENSIONES: 350X210X180MM
B10	PESO: 3.6 KG.
C01	ACCESORIOS ESTANDAR:
C02	FILTRO HIDROF.DISCO BF-200S-350 COD AJR 010.746
C03	FRASCO CON TAPA 1 LT POLICARBONATO AUTOCLAVABLE COD AJR 071.478
C04	SET DE TUBOS DE SILICONA.
C05	CONECTOR CÓNICO PARA SONDAS.
	MANUAL DE USUARIO
Imagen referencial 	