




NOMBRE DEL EQUIPO	VENTILADORES MECÁNICOS
MARCA	MINDRAY
MODELO	SV300
PROCEDENCIA	CHINA
ESPECIFICACIONES GENERALES	
A01	Pantalla de 12.1 pulgadas ajustable.
A02	Agudeza para UCI, cuidado intermedio y transporte.
A03	Herramienta Intellicycle.
A04	Indicador de horas de uso.
A05	Configuración simple, fácil de manejar y de uso versátil.
A06	Turbina con acceso a todas las configuraciones con un solo paso.
A07	Válvula de exhalación autoclavable e incorporada.
A08	Uso en infantes y adultos en cuidados intensivos e intermedios.
A09	Capacidad de duración de vida mayor al promedio.
B01	20 000 horas de funcionamiento de turbinas.
B02	Modulos PLugn Play que incluyen SpO2 y CO2
B03	Resolución de pantalla de 1280×800 pixeles
B04	Capacidad excelente de respiración espontánea para la aplicación invasiva y no invasiva.
C01	Terapia de O2 a alto Flujo.
C02	Válvulas y sensor de flujo soportan autoclavado
C03	Requiere menos mantenimiento por sus válvulas de espiración e inspiración.
D	Batería de iones de hasta 4 horas de duración.
Imagen referencial 	