



NOMBRE DEL EQUIPO	MAQUINA DE ANESTESIA
MARCA	MINDRAY
MODELO	WATO EX -20
PROCEDENCIA	CHINA
ESPECIFICACIONES GENERALES	
A01	CONSOLA CON GAVETA
A02	UNIDAD RODABLE
B01	SISTEMA REUMATICO
B02	SUMINISTRO DE GASES A TRAVÉS DE RED CENTRAL DE OXIGENO, ÓXIDO NITROSO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL.
B03	FLUJOMETRO MECÁNICO (ROTÁMETRO) DE OXIGENO
B04	PRESIÓN DE ENTRADA DE OXÍGENO A 50 PSI
B05	MONITOREO DE PRESIÓN DE RED CENTRAL DE: OXIGENO POR MEDIOS DE MANÓMETROS.
B06	SUMINISTRO DE OXÍGENO POR FLUSH, NO MENOR DE 25 L/MIN. EN CASO DE TENER UN RANGO DETERMINADO DEBE ENTENDERSE QUE EL VALOR SOLICITADO DE 25 L/MIN CORRESPONDE A LA COTA INFERIOR.
B07	ALARMA DE FALLO DE SUMINISTRO DE OXIGENO
B08	SISTEMA ABSOLVEDOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
B09	SELECCIÓN DE MODO DE VENTILACIÓN MANUAL (BOLSA) Y AUTOMÁTICO (VENTILADOR)
B10	SALIDA FRONTAL DE GAS FRESCO
B11	SISTEMA DE AJUSTE DE PRESIÓN LIMITE EN MODO DE VENTILACIÓN MANUAL (APL) DE 1 A 75 CMH2O.
C01	VENTILADOR ELECTRONICO
C02	PANTALLA LCD A COLORES DE 7.4 PULGADAS (PARA MONITORIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS Y VARIABLES INVOLUCRADOS EN LA VENTILACIÓN)
C03	MODALIDADES DE VENTILACIÓN: CONTROL POR VOLUMEN, CONTROL POR PRESIÓN (PCV)
C04	PROGRAMACIÓN DIRECTA DE VOLUMEN TIDAL: DE 40 ML. HASTA 1500ML.
C05	PROGRAMACIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE RELACIÓN INSPIRACIÓN: EXHALACIÓN (I:E): DE 4:1 A 1:8
C06	PROGRAMACIÓN DIRECTA DE PRESIÓN INSPIRATORIA: 60 CM H2O
C07	PROGRAMACIÓN DIRECTA DE FRECUENCIA RESPIRATORIA: 100 RESP/MIN.
C08	PROGRAMACIÓN DIRECTA DE PEEP DE 4 HASTA 30CM H2O
D01	VAPORIZADOR
D02	01 VAPORIZADOR: SEVOFLURANO.
D03	FLUJO MÍNIMO DE TRANSPORTE DE AGENTE ANESTÉSICO DE 0.3 LT/MIN O MENOS Y/O PRECISIÓN 10% DEL VALOR FIJADO.
D04	RANGO DE CONCENTRACIÓN REGULABLE SEGÚN EL AGENTE ANESTÉSICO.
D05	SISTEMA DE LLENADO PARA AGENTE ANESTÉSICO ESPECÍFICO.
E01	ACCESORIOS
E02	CIRCUITOS COMPLETOS PARA ANESTESIA: 01 JUEGO
E03	ACCESORIOS PARA LA MEDICIÓN DE VOLUMEN TIDAL: UN (01) JUEGO REUSABLE.
E04	MANGUERAS DE OXIGENO CON CONECTORES SEGÚN NORMA DISS
REQUERIMIENTO DE ENERGIA	
220 VAC / 60HZ	
BATERIA RECARGABLE CON AUTONOMÍA MINIMA DE 90 MINUTOS (MAQUINA DE ANESTESIA)	

Imagen referencial

